

## 1. Testa nosaukums

# ENA IGG (SCREEN) EKSTRAHĒTĀS NUKLEĀRĀS ANTIVIELAS

## 2. Angļu val. - ENA IgG (Screen)

## 3. Īss raksturojums

Testu izmanto ENA IgG klases autoantivielu (SS-A, SS-B, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1, CENP-B) skrīningam - reimatoīdo (sistēmas sarkanā vilkēde, Sjogren's sindroms, sklerodermija, jaukto saistaudu slimības) slimību diagnostikai.

## 4. Metode - imūnhemiluminiscence.

## 5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Marķējums - sarkans vai dzeltens stobriņš.
- Asiņu uzglabāšanas laiks:
  - ledusskapī (2-8 °C) serums - līdz 5 dienām;
  - sasaldēts (-20 °C) serums - līdz 6 mēnešiem.
- Izmeklējamais materiāls - serums.

## 6. Referentās vērtības

Negatīvs

Negatīvu rezultātu nevajadzētu izmantot kā vienīgo kritēriju diagnozes noteikšanai. Rezultātu vajadzētu izmantot tikai kopā ar citu izmeklējumu un diagnostikas testu rezultātiem.