

## 1. Testa nosaukums

# **BORRELIA BURGENDORFERI IGM APSTIPRINOŠAIS TESTS BORRELIA BURGENDORFERI IGG APSTIPRINOŠAIS TESTS**

## 2. Angļu val.

*Borrelia burgdorferi IgM confirmatory test*

*Borrelia burgdorferi IgG confirmatory test*

## 3. Īss raksturojums

Izmanto Laima boreliozes diagnostikā, lai apstiprinātu pozitīvus un robežvērtības antivielu rezultātus, kas iegūti *Borrelia burgdorferi* IgM un IgG testos.

## 4. Metode - līniju imūntests.

## 5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Marķējums - sarkans vai dzeltens stobriņš.
- Asiņu uzglabāšanas laiks:
  - ledusskapī (2-8 °C) serums - līdz 14 dienām;
  - sasaldēts (-20 °C) serums - ilgākai uzglabāšanai.
- Izmeklējamais materiāls - serums.

## 6. Referentās vērtības

Negatīvs