

## 1. Testa nosaukums

# ALBUMĪNA/KREATINĪNA ATTIECĪBA URĪNĀ

## 2. Angļu val. – *Albumin/creatinine ratio in urine*

## 3. Īss raksturojums

Mikroalbuminūrija ir visai agrīns nefropātijas (sevišķi diabētiskās) attīstības simptoms, kā arī nozīmīgs augsta riska rādītājs cilvēkiem ar hipertensiju vai sirds slimību.

Albumīna/kreatinīna attiecība ir kritērijs, lai laikus atrastu un ārstētu cilvēkus ar augstu kardiovaskulāro risku.

## 4. Metode

Imūnturbidimetrija – albumīna noteikšanai un fermentatīva metode kreatinīna noteikšanai urīnā.

## 5. Marķējums, urīna uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Marķējums – tīrs urīna trauciņš.
- Urīna uzglabāšanas laiks:
  - ledusskapī (2-8 °C) – līdz 7 dienām.
- Izmeklējamais materiāls – 24h urīns.

## 6. Referentās vērtības

Vīriešiem < 2,5 mg/mmol

Sievietēm < 3,5 mg/mmol

(Avots: National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE Guidelines, Lielbritānija)